

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
24 жовтня 2025 року № 1624

Зміни до зведених показників 100 % потреби у лікарських засобах, медичних виробах, та допоміжних засобах до них, що закуповуватимуться державним підприємством «Медичні закупівлі України» за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»

1. Доповнити розділом 26 такого змісту:

«26. Тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень

Міжнародна непатентована назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
---	----------------	---	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------

Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2	тест	69 600	69 600	165 600	167 520	17 400	
--	------	--------	--------	---------	---------	--------	--

Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2	-“-	7 710	7 710	11 630	11 810	1 928	
---	-----	-------	-------	--------	--------	-------	--

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr

Набір реагентів ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit), 100 тестів, або еквівалент	наборів, комплектів	852	852	889	917	213	
Калібратор ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator), або еквівалент	-“-	27	27	28	30	7	
Контролі ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls), набір з 4 контролів, або еквівалент	-“-	47	47	50	52	12	
Промивний буфер ARCHITECT Concentrated Wash Buffer (ARCHITECT Concentrated Wash Buffer), 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	упаковок, пакувань	116	116	122	128	29	
Претригерний розчин ARCHITECT Pre-Trigger Solution (ARCHITECT Pre-Trigger Solution), 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	-“-	34	34	39	42	9	

Тригерний розчин ARCHITECT Trigger Solution (ARCHITECT Trigger Solution), 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	-“-	39	39	47	50	10	
Реакційні ємності ARCHITECT Reaction Vessels (ARCHITECT Reaction Vessels), 4 000 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	43	43	63	62	11	
Чашки для зразків ARCHITECT SAMPLE CUPS (ARCHITECT SAMPLE CUPS), 1 000 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	45	45	63	63	11	
Мембрана ARCHITECT SEPTUM (ARCHITECT SEPTUM), 200 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	50	50	65	65	13	
Змінні кришки ARCHITECT Replacement Caps (ARCHITECT Replacement Caps), 100 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	24	24	31	30	6	
Розчин ARCHITECT Probe Conditioning Solution (ARCHITECT Probe Conditioning Solution), 4 флакони по 25 мл, або еквівалент	-“-	10	10	16	18	3	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Cobas e 411, e 601

Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл до ВІЛ (Elecsys	наборів, комплектів	823	823	979	1 020	206	
--	---------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--

HIV combi PT), 100 тестів, або еквівалент							
Набір контрольних сироваток PreciControl ВІЛ Ген II (PreciControl HIV Gen II), 6 флаконів по 2 мл, або еквівалент	-“-	52	52	68	67	13	
Розчинник Universal Diluent (Diluent Universal), 2 флакони по 16 мл, або еквівалент	наборів, комплектів	6	6	11	12	2	
Системний розчин ProCell (ПроЦелл) для генерації електрохімічних сигналів, 6 флаконів по 380 мл для cobas e 411 (ProCell, 6 × 380 ml, cobas e 411), або еквівалент	-“-	91	91	137	141	23	
Системний розчин CleanCell (КлінЦелл) для очищення детекторного блока, 6 флаконів по 380 мл для cobas e 411 (CleanCell, 6 × 380 ml, cobas e 411), або еквівалент	-“-	76	76	137	141	19	
Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean (ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean), 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент	-“-	11	11	21	22	3	
Наконечник для аналізу, 3 600 шт., для cobas e 411 (AssayTip, 3 600 pcs, cobas e 411), або еквівалент	упаковок, пакувань	20	20	65	67	5	

Ковпачки для аналізу, 3 600 шт., для cobas e 411 (AssayCup, 3 600 cups, cobas e 411), або еквівалент	-“-	15	15	37	39	4	
Розчин Elecsys Sys Wash (Elecsys Sys Wash), 500 мл, або еквівалент	штук	21	21	30	31	5	
Сервісний калібраційний розчин BlankCell (БланкЦелл), 2 флакони по 50 мл для cobas e 411/601/602 (BlankCell), або еквівалент	наборів, комплектів	10	10	25	26	3	
Розчин Cellcheck (Целлчек), для cobas e 411/601/602 (CellCheck), 3 флакони по 40 мл, або еквівалент	-“-	9	9	26	27	2	
Тест SAP (САП) для перевірки ефективності аналізу, для cobas e 411/601/602 (SAP Test), або еквівалент	-“-	6	6	17	20	2	
Пробірка для зразків, 20 × 250 шт. (Sample Cup 20 × 250 units), або еквівалент	упаковок, пакувань	4	4	15	16	1	
Системний розчин ProCell M (ПроЦелл М) для генерування електрохімічних сигналів в імунологічних аналізаторах, 2 × 2 л, cobas e 601/602 (ProCell M, 2 × 2 L, cobas e 601/602), або еквівалент	наборів, комплектів	31	31	41	41	8	
Розчин CleanCell M (КлінЦелл М) для очищення робочих зон аналізаторів, 2 × 2 л, для cobas e	-“-	31	31	41	41	8	

(CleanCell M, 2 × 2 L, cobas e), або еквівалент							
Промивний розчин PreClean M (PreClean M), 5 флаконів по 600 мл, або еквівалент	-“-	24	24	25	25	6	
Очищуючий розчин Probe Wash M (Probe Wash M), 12 флаконів по 70 мл, або еквівалент	-“-	0	0	1	1	0	
Наконечник/чашка для аналізу, для cobas e 601/602 (AssayTip/AssayCup, cobas e 601/602), або еквівалент	упаковок, пакувань	0	0	10	10	0	

Заходи для проведення підтверджувальних досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ

Тест-система (набір) ІФА для одночасного виявлення антигена p24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2	тестів	11 712	11 712	18 720	18 336	2 928	
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2	-“-	10 464	10 464	18 144	18 432	2 616	
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів	-“-	9 312	9 312	15 840	16 128	2 328	
Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ методом імунного блоту	-“-	760	760	1 140	1 160	190	
Тест-система (набір) для кількісного визначення антигена p24 ВІЛ-1	-“-	1 104	1 104	1 248	1 248	276	

Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигена р24 ВІЛ-1	-“-	720	720	816	816	180	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Визначення кількості CD4-лімфоцитів у людей, які живуть із ВІЛ

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром AQUIOS CL, Beckman Coulter

AQUIOS Тетра-1 Панель (AQUIOS Tetra-1 Panel), 50 тестів, або еквівалент	флаконів	2 867	2 867	3 059	3 136	717	
AQUIOS Фокусуючий розчин (AQUIOS Sheath Solution), 10 л, або еквівалент	упаковок, пакувань	915	915	1 068	1 085	229	
AQUIOS Immuno-Trol клітини (AQUIOS Immuno-Trol Cells), 2 флакони по 3 мл, або еквівалент	-“-	170	170	176	174	43	
AQUIOS Immuno-Trol низькі клітини (AQUIOS Immuno-Trol Low Cells), 2 флакони по 3 мл, або еквівалент	-“-	170	170	176	178	43	
AQUIOS Розчин гіпохлорита натрію (AQUIOS Sodium Hypochlorite Solution), 4 флакони по 50 мл, або еквівалент	-“-	127	127	134	136	32	
AQUIOS Очисний агент (AQUIOS Cleaning Agent), 500 мл, або еквівалент	флаконів, пляшок	1 307	1 307	1 470	1 342	327	

AQUIOS Набір лізуючих реагентів (AQUIOS Lysing Reagent Kit), 100 тестів, або еквівалент	наборів, комплектів	1 465	1 465	1 562	1 610	366	
AQUIOS, 96-лунковий планшет, 50 планшетів, або еквівалент	упаковок, пакувань	25	25	48	49	6	

Визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ у людей, які живуть із ВІЛ

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp і ампліфікатором Abbott RealTime m2000rt

Набір реагентів для підготовки зразків Abbott мСемпл Систем (4 × 24 реакцій) (Abbott mSample Preparation System (4 × 24 Preps), або еквівалент	наборів, комплектів	412	412	419	429	103	
Набір калібраторів Abbott RealTime ВІЛ-1 (Abbott RealTime HIV-1 Calibrator Kit), або еквівалент	-“-	16	16	16	16	4	
Набір контролів Abbott RealTime ВІЛ-1 (Abbott RealTime HIV-1 Control Kit), або еквівалент	наборів, комплектів	90	90	103	109	23	
Набір реагентів для ампліфікації Abbott RealTime ВІЛ-1 (Abbott	-“-	411	411	418	428	103	

RealTime HIV-1 Amplification Reagent Kit), або еквівалент							
Клейка оптична плівка (Optical Adhesive Cover)	упаковок, пакувань	17	17	19	19	4	
Оптичний реакційний планшет на 96 лунок (96-Well Optical Reaction Plate)	-“-	35	35	44	46	9	
Наконечники для піпеток на 1000 μ L (мкл) (1000 μ L Pipette Tips), або еквівалент	-“-	98	98	260	266	25	
Реакційна пробірка 5 ml (мл) (5 ml Reaction Vessel)	-“-	16	16	31	33	4	
Ємності для реагентів 200 ml (мл) (200 ml Reagent Vessels)	-“-	36	36	62	65	9	
Планшети на 96 глибоких лунок (96 Deep-Well Plates)	-“-	44	44	72	75	11	
Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент	штук	15 350	15 350	23 000	23 300	3 838	
Наконечники для піпеток на 200 μ L (мкл) (200 μ L Pipette Tips), або еквівалент	упаковок, пакувань	14	14	67	67	4	
Пробірки для мастер-міксу (Master Mix Tubes)	-“-	9	9	17	18	2	

Наконечник із фільтром, 1 000 мкл, стерильний	штативів	412	412	623	631	103	
Пробірка, 4,5 мл, 75 × 12 мм, поліпропіленова (ПП)	упаковок, пакувань	23	23	115	124	6	
Наконечник із фільтром, 200 мкл, стерильний	штативів	67	67	222	222	17	
Наконечник без фільтра, 1 000 мкл, стерильний	-“-	113	113	213	213	28	
Пакети для біологічно небезпечних відходів	упаковок, пакувань	50	50	67	70	13	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором cobas 4800

Набір реагентів cobas® для кількісного визначення нуклеїнових кислот ВІЛ-1 HIV-1) для використання у системі cobas® 4800 (cobas® HIV-1 for use on the cobas® 4800 System), 120 тестів, або еквівалент	наборів, комплектів	405	405	458	478	101	
Контрольний набір реагентів cobas® для визначення нуклеїнових кислот ВІЛ-1 (HIV-1)/вірусу гепатиту С (HCV)/вірусу гепатиту В (HBV) для використання в системі cobas® 4800 (cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit for use on the cobas® 4800 System), 10 наборів, або еквівалент	-“-	60	60	64	66	15	

Наконечники КО-РЕ Тіпс, великий об'єм, із фільтром (CO-RE Tips, High volume, with filter (Roche code 04639642001), 3 840 штук, або еквівалент	упаковок, пакувань	169	169	191	196	42	
AD-пластина 0,3 мл (ml) (AD-plate 0,3 ml), 50 штук, або еквівалент	-“-	13	13	16	17	3	
Резервуар для реагенту, 50 мл (ml) (Reagent reservoir 50 ml), 200 штук, або еквівалент	-“-	6	6	16	15	2	
Резервуар для реагенту, 200 мл (Reagent reservoir 200 ml), 100 штук, або еквівалент	-“-	11	11	24	23	3	
Пластина для виділення 2 мл (Extraction plate 2 ml), 40 штук, або еквівалент	-“-	8	8	26	26	2	
Буфер для промивання cobas 4800, 960 тестів (KIT COBAS 4800 SYS WASH BUFFER 960T IVD), або еквівалент	наборів, комплектів	58	58	65	66	15	
Набір для пробопідготовки cobas 4800, 960 тестів (KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 960T CE-IVD), або еквівалент	наборів, комплектів	58	58	64	65	15	
Набір для лізису клітин cobas 4800, 960 тестів (KIT COBAS 4800 LYSIS 2 960T CE-IVD), або еквівалент	-“-	58	58	64	65	15	

Пакет для відходів малий (25 шт./коробка) (Solid Waste Bag), або еквівалент	упаковок, пакувань	16	16	42	44	4	
Пакет для відходів великий, 50 шт. в коробці (WASTE BAG SET OF 50), або еквівалент	-“-	18	18	31	31	5	
Пластиковий пакет для відходів, 10 штук у рулоні (PLASTIC CHUTE (10 PCS), або еквівалент	-“-	27	27	45	48	7	
Розбавлювач зразка cobas 4800, 240 тестів (KIT COBAS 4800 SPEC DIL 2 240 T CE-IVD), або еквівалент	наборів, комплектів	14	14	17	19	4	
Реагент для попередньої екстракції зразка, або еквівалент	-“-	0	0	1	1	0	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert

Тест ПЛР Xpert ВІЛ-1 Вірусне навантаження ХС (Xpert HIV-1 Viral Load ХС), 10 тестів, або еквівалент	упаковок, пакувань	6 525	6 525	8 636	8 802	1 631	
---	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Заходи для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (тести для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у ВІЛ-експонованих дітей)

Тест ПЛР Xpert ВІЛ-1 Куал ХС (Xpert HIV-1 Qual ХС), 10 тестів, або еквівалент	-“-	198	198	414	419	50	
---	-----	-----	-----	-----	-----	----	--

Набір витратних матеріалів, необхідних для приготування одного зразка сухих краплин крові (СКК) ВІЛ-експонованих дітей для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції (у складі набору: фільтрувальний папір для приготування СКК; пакет із застібкою малий; пакет із застібкою великий; картка-індикатор вологості; автоматичний скарифікатор-ланцет; антисептик (серветка спиртова); нітрилові рукавички, неопудрені; силікагель у саше по 2 г)	наборів, комплектів	646	646	1 742	1 762	162	
---	---------------------	-----	-----	-------	-------	-----	--

Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до АРВП

Набір генотипування ВІЛ-1 з інтегразою HIV-1 Genotyping Kit with Integrase Coverage Amplification Module, або еквівалент	наборів, комплектів	0	0	0	0	0	
Набір для виділення вірусної РНК QIAamp Viral RNA Mini Kit (50 реакцій), або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Набір для виділення РНК ВІЛ-1 з плазми та СКК MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, for HIV-1 dried blood spots (DBS), або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	

Набір реагентів для ферментної очистки продуктів ампліфікації ExoSAP-IT™ PCR Product Cleanup Reagent, на 2 000 реакцій (4 × 1 мл), або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Набір для видалення незв’язаного барвника для секвенування BigDye Xterminator Purification Kit (1 000 реакцій), або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Набір оптичних стріпованих 0,2 мл пробірок, 8 пробірок у стріпі MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 125 стріпів в упаковці, або еквівалент	упаковок, пакувань	0	0	0	0	0	
Набір оптичних 8-лункових стріпованих кришок на 0,2 мл MicroAmp Optical 8-Cap Strip, 300 стріпів в упаковці, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Резинове покриття для 96-лункових планшетів (SEPTA, 96 WELL CE-IVD 3 500), 20 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Полімер-7 на 960 реакцій (POP-7 (960) POLYMER 3500DX SERIES), або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Формамід, 5 мл (BTL, HI-DI FORMAMIDE 5 ML (CE-IVD), або еквівалент	штук	0	0	0	0	0	

Контейнер із анодним буфером (ANODE BUFFER CONTAINER 3500DX SERIES), 4 штуки в упаковці, або еквівалент	наборів, комплектів	0	0	0	0	0	
Контейнер із катодним буфером (CATHODE BUFFER CONTAINER 3500DX SERIES), 4 штуки в упаковці, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
24-капілярна збірка 50 см (CAPILLARY ARRAY 24-CAP 50 CM CE-IVD), або еквівалент	упаковок, паковань	0	0	0	0	0	
Стандарт для сиквенсу 3.1 (SEQUENCING STANDARD V3.1 3500DX SERIES), або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Реагент для промивання (CONDITIONING REAGENT 3500DX SERIES), або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Набір оптичних 96-лункових планшетів MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode, 20 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Резинове покриття для катодного буфера (SEPTA CATHODE BUFFER CNTR 3500 CE-IVD) 10 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	

Клейкі оптичні плівки MicroAmp Optical Adhesive Film, 100 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Набір планшетів KingFisher 96-deep well plate, v-bottom, поліпропіленові, 50 шт./уп., або еквівалент	наборів, комплектів	0	0	0	0	0	
Набір гребінок для магнітів KingFisher 96 Tip Comb, 10 × 10 штук в упаковці, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Набір linear Acrylamide (5мг/мл), 5 штук по 1 мл, або еквівалент	наборів, комплектів	0	0	0	0	0	
Агароза TopVision, 200 таблеток (0,5 г кожна), або еквівалент	упаковок, пакувань	0	0	0	0	0	
Буфер UltraPure 10xTBE, 1 л, або еквівалент	пляшок, флаконів	0	0	0	0	0	
Розчин 6x DNA loading Dye, 5 шт. × 1 мл, або еквівалент	упаковок, пакувань	0	0	0	0	0	
Розчин FastRuler Middle Range DNA Ladder, 1мл, або еквівалент	штук	0	0	0	0	0	
Розчин SYBR Safe DNA Stain, 400 мкл, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Набір Amicon Ultra, 2 мл, 100K 24 штуки в упаковці, або еквівалент	наборів, комплектів	0	0	0	0	0	

Наконечник із фільтром, 20 мкл, у штативі, стерильний	штативів	0	0	0	0	0	
Наконечник із фільтром, 1 000 мкл, у шативі, стерильний	-“-	0	0	0	0	0	
Наконечник із фільтром, 10 мкл, у штативі, стерильний, подовжений	-“-	0	0	0	0	0	
Наконечник із фільтром, 200 мкл, у штативі, стерильний	-“-	0	0	0	0	0	
Конічні центрифужні пробірки типу Falcon на 15 мл, або еквівалент	штук	0	0	0	0	0	
Конічні центрифужні пробірки типу Falcon на 50 мл, або еквівалент	-“-	0	0	0	0	0	
Вода для молекулярно-генетичних досліджень деіонізована, вільна від нуклеаз, Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated), 1 000 мл, або еквівалент	флаконів, пляшок	0	0	0	0	0	
Мікропробірки, 1,5 мл, із фліп-кришками, прикріпленими до пробірки, стерильні	штук	0	0	0	10	0	
Мікропробірки, 1,5 мл, із кришками, що закручуються, стерильні	-“-	0	0	0	0	0	

Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу

Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньолaboratorного контролю якості)	флаконів	220	220	681	683	55	
Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньолaboratorного контролю якості)	-“-	330	330	655	657	83	
Панель для зовнішньої оцінки якості досліджень із визначення ДНК ВІЛ (HIV-1 DNA External Quality Assessment (EQA) Panel), або еквівалент	наборів, комплектів	29	29	29	29	7	
Панель для зовнішньої оцінки якості досліджень із визначення РНК ВІЛ (Human Immunodeficiency Virus RNA External Quality Assessment (EQA) Panel), або еквівалент	-“-	30	30	30	30	8	
Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості (ЗСЗЯ) програми з ВІЛ/гепатитів, 12 флаконів по 2 мл (External Quality Assurance Services (EQAS ®) HIV-Hepatitis Program), або еквівалент	-“-	29	29	29	29	7	

Закриті системи для забору крові у ВІЛ-інфікованих пацієнтів для проведення імунологічних та вірусологічних досліджень

Система для вакуумного забору крові з антикоагулянтом КЗЕДТА

Пробірка вакуумна для забору крові із КЗЕДТА	штук	103 250	103 250	183 100	185 800	25 813	
Голка для пробірки вакуумної для забору крові із КЗЕДТА	-“-	102 900	102 900	183 100	185 800	25 725	
Утримувач (тримач) голки для пробірки вакуумної для забору крові із КЗЕДТА	-“-	100 900	100 900	183 100	185 800	25 225	

Система для вакуумного забору крові з антикоагулянтом К2ЕДТА

Пробірка вакуумна для забору крові із К2ЕДТА із розділяючим гелем	штук	109 800	109 800	185 500	185 500	27 450	
Голка для пробірки вакуумної для забору крові із К2ЕДТА із розділяючим гелем	-“-	107 600	107 600	185 500	185 500	26 900	
Утримувач (тримач) голки для пробірки вакуумної для забору крові із К2ЕДТА із розділяючим гелем	-“-	107 600	107 600	185 500	185 500	26 900	

»;

2. Розділи викласти у такій редакції:

«2. Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Контейнер зчетверений пластикатний з інтегрованим лейкофільтром	штук	513 930	513 930	429 762	431 697	102 633	
Контейнер зчетверений пластикатний з можливістю отримання тромбоцитів відновлених з дози крові	штук	184 664	184 664	152 370	153 980	37 087	
Комплект контейнерів для трьох компонентів “Reveos” з фільтром, або еквівалент	штук	1 650	1 650	2 000	3 500	293	
Комплект для об’єднання тромбоцитів “Reveos”, або еквівалент	штук	993	993	1 158	1 308	188	
Комплект контейнерів для трьох компонентів “Reveos” без фільтру, або еквівалент	комплектів	1 846	1 846	2 594	3 194	374	
Витратні матеріали для автоматичного плазмаферезу типу Автоферезіс С, або еквівалент	комплектів	10 240	10 240	11 834	11 882	2 560	

Витратні матеріали для автоматичного плазмаферезу з попередньо встановленими фільтрами (0,22 мікрона), голкою та контейнерами (1 контейнер для збору плазми об'ємом 1000 мл і 3 супутні контейнери об'ємом 400 мл) типу Автоферезіс С, або еквівалент	штук	250	250	250	250	63	
Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Амікус, або еквівалент	комплектів	5 355	5 355	4 700	4 700	1 075	
Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу "Amicore" з одностигковим доступом і двома контейнерами для тромбоцитів, або еквівалент	комплектів	3 897	3 897	3 250	3 250	785	
Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Тріма, або еквівалент	комплектів	34 142	34 142	28 582	29 162	6 876	
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Macotronic, або еквівалент	комплектів	4 375	4 375	4 575	4 575	1 094	
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Mirasol, або еквівалент	комплектів	2 800	2 800	2 805	2 810	700	
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації тромбоцитів типу Mirasol, або еквівалент	комплектів	16 956	16 956	15 494	16 076	3 418	

Антикоагулянт цитрату декстрази розчин А (АЦД-А), пакети 500 мл, або еквівалент	штук	44 336	44 336	37 318	37 898	8 925	
Реагенти та витратні матеріали для скринінгу донорської крові на основні гемотрансмісивні інфекції (HIV, HCV, HBsAg, Syphilis) методом імунохемілюмінесценції або електрохемілюмінесценції	комплектів, наборів	554 801	0	564 058	564 607	138 700	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr

ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit, ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент	упаковок	164	164	123	123	33	
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit, ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	2 396	2 396	1 956	1 956	483	
ARCHITECT Anti-HCV Calibrator, ARCHITECT Anti-HCV, калібратор, або еквівалент	штук	107	107	83	85	22	
ARCHITECT Anti-HCV Controls, ARCHITECT Anti-HCV, контролю, або еквівалент	штук	192	192	146	144	39	
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент	упаковок	167	167	123	123	34	

ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	2 399	2 399	1 958	1 958	484	
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, калібратор, або еквівалент	штук	112	112	86	86	23	
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір контролів, або еквівалент	штук	241	241	186	186	49	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент	упаковок	172	172	143	143	35	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	2 434	2 434	1 978	1 978	491	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrators, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, калібратор, або еквівалент	штук	117	117	90	90	24	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, контролі, або еквівалент	штук	276	276	216	216	56	
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit, ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів, 500 тестів, або еквівалент	упаковок	684	684	510	510	138	

ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit, ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	2 383	2 383	1 945	1 945	481	
ARCHITECT Syphilis TP Calibrator, ARCHITECT, сифіліс, набір калібраторів, або еквівалент	штук	116	116	88	88	24	
ARCHITECT Syphilis TP Controls, ARCHITECT, сифіліс, набір контролів, або еквівалент	штук	200	200	149	149	41	
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, ARCHITECT, концентрований промивний буфер 4 по 975 мл, або еквівалент	упаковок	2 678	2 678	2 085	2 085	540	
Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, або еквівалент	упаковок	236	236	181	181	48	
Trigger Solution, розчин тригера, або еквівалент	упаковок	410	410	314	314	82	
Reaction Vessels, реакційна пробірка, 4000 штук, або еквівалент	упаковок	806	806	648	648	162	
Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук, або еквівалент	упаковок	273	273	214	214	55	
Septums, мембрани, 200 штук, або еквівалент	упаковок	228	228	184	184	46	
Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук, або еквівалент	упаковок	72	72	56	57	15	

ARCHITECT Probe Conditioning Solution, кондиціонер для зонда, або еквівалент	штук	104	104	80	80	21	
--	------	-----	-----	----	----	----	--

Реагенти та витратні матеріали для імуногематологічних досліджень

Набір DiaClon ABD-Confirmation for Donors (112 x 12), або еквівалент	упаковок	19	19	19	19	5	
Набір DiaClon ABD-Confirmation for Donors (24 x 12), або еквівалент	упаковок	82	82	90	90	21	
Набір DiaClon Rh-Subgroups + K (112 x 12), або еквівалент	упаковок	340	340	338	338	85	
Набір DiaClon Rh-Subgroups + K (24 x 12), або еквівалент	упаковок	152	152	159	159	38	
Набір DiaClon Anti-K (1 x 12), або еквівалент	упаковок	404	404	330	330	101	
Набір ID-DiaCell ABO (A1, A2, B) (3 x 10 мл), або еквівалент	упаковок	3	0	3	3	1	
Набір ID-DiaCell ABO (A1, B, O) (3 x 10 мл), або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
Набір ID-DiaCell ABO (2 x 10 мл), або еквівалент	упаковок	3 382	3 382	3 289	3 289	846	
ІН-QC1 Контроль (4 x 6 мл), або еквівалент	упаковок	368	368	363	363	92	
ІН-QC2 Контроль (4 x 6 мл), або еквівалент	упаковок	356	356	352	352	89	
ІН-QC6 Контроль (1 x 6 мл), або еквівалент	упаковок	270	270	266	266	68	

Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (4 x 12), або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (112 x 12), або еквівалент	упаковок	7	7	7	7	2	
Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (24 x 12), або еквівалент	упаковок	25	25	26	26	6	
Набір DiaClon ABO/D (112 x 12), або еквівалент	упаковок	4	4	4	4	1	
Набір DiaClon ABO/D (24 x 12), або еквівалент	упаковок	15	15	15	15	4	
Набір DiaClon ABO/D + Reverse Grouping for Donors (112 x 12), або еквівалент	упаковок	501	501	479	479	125	
Набір LISS/Coombs (112 x 12), або еквівалент	упаковок	205	205	205	205	51	
Набір LISS/Coombs (24 x 12), або еквівалент	упаковок	115	115	122	122	29	
Набір ID-DiaCell I-II-III (3 x 10 мл), або еквівалент	упаковок	3 303	3 303	3 198	3 198	826	
Розчинник ID-Diluent 2 (1 x 500 мл), або еквівалент	упаковок	287	287	288	288	72	
Розчинник ID-Diluent 2 (10 штативів 60 x 700 мкл), або еквівалент	упаковок	967	967	883	883	242	
Набір NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (112 x 12), або еквівалент	упаковок	20	20	20	20	5	

Набір NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (24 x 12), або еквівалент	упаковок	37	37	41	41	9	
ID-DiaClon Anti-D, анти-D, 1 x 5 мл, або еквівалент	упаковок	1 005	1 005	1 010	1 010	251	
Розчин промивний А Концентрат (10 x 100 мл), або еквівалент	упаковок	1 063	1 063	1 095	1 095	266	
Розчин для титрування ID-Titration Solution (10 x 10 мл), або еквівалент	упаковок	2	2	2	2	1	
Штатив ID-Titration Rack (10 штативів x 60 мікропробірок), або еквівалент	штук	4	4	4	4	1	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Alinity i

Набір реагентів Alinity i Anti-HCV Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент	наборів	0	0	8	8	0	
Набір реагентів Alinity i Anti-HCV Reagent Kit (1000 тестів), або еквівалент	наборів	215	215	180	183	44	
Alinity i Anti-HCV Calibrator Калібратор Alinity i Anti-HCV Calibrator, або еквівалент	наборів	31	31	25	25	6	
Контролі Alinity i Anti-HCV Controls, або еквівалент	наборів	62	62	48	48	13	
Набір реагентів Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент	наборів	0	0	13	13	0	

Набір реагентів Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit (1200 тестів), або еквівалент	наборів	174	174	153	156	35	
Калібратори Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators, або еквівалент	наборів	31	31	24	24	6	
Контролі Alinity i HBsAg Qualitative II Controls, або еквівалент	наборів	86	86	70	70	18	
Набір реагентів Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент	наборів	0	0	18	18	0	
Набір реагентів Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (1200 тестів), або еквівалент	наборів	181	181	153	156	37	
Калібратор Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator, або еквівалент	наборів	32	32	25	25	7	
Контролі Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls, або еквівалент	наборів	100	100	77	77	20	
Набір реагентів Alinity i Syphilis TP Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент	наборів	0	0	18	18	0	
Набір реагентів Alinity i Syphilis TP Reagent Kit (1200 тестів), або еквівалент	наборів	182	182	153	156	37	
Калібратор Alinity i Syphilis TP Calibrator, або еквівалент	наборів	31	31	25	25	6	

Контролі Alinity i Syphilis TP Controls, або еквівалент	наборів	62	62	46	46	13	
Промивний буфер Alinity i-series Concentrated Wash Buffer, або еквівалент	упаковок	1 063	1 063	866	876	215	
Картридж технічного обслуговування для очистки Alinity i Maintenance Cleaning Cartridge, або еквівалент	упаковок	14	14	11	11	3	
Кондиціонуючий розчин для пробозабірних голок Alinity i-series Probe Conditioning Solution, або еквівалент	упаковок	70	70	56	56	14	
Чашки для зразків Alinity ci-series Sample Cups (1000 штук), або еквівалент	упаковок	23	23	27	27	5	
Змінні кришки для калібраторів/контролів Alinity ci-series Calibrator/Control Replacement Caps (100 штук), або еквівалент	упаковок	8	8	7	7	2	
Змінні кришки для реагентів Alinity Reagent Replacement Caps (100 штук), або еквівалент	упаковок	10	10	9	9	2	
Реакційні ємності Alinity Reaction Vessels (4000 штук), або еквівалент	упаковок	448	448	357	363	91	
Тригерний розчин Alinity Trigger Solution, або еквівалент	упаковок	329	329	258	263	67	

Претригерний розчин Alinity Pre-Trigger Solution, або еквівалент	упаковок	192	192	160	164	39	
--	----------	-----	-----	-----	-----	----	--

Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень скринінгу донорської крові

Контроль Virotrol® Syphilis LR-A, або еквівалент	упаковок	97	97	88	88	24	
Virotrol® I-F, контроль Virotrol® I, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
Virotrol® I-E, контроль Virotrol® I, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
Контроль Assayed Virotrol® I-C, або еквівалент	упаковок	448	448	488	488	112	
Контроль Assayed Virotrol® I-E, або еквівалент	упаковок	48	48	48	48	12	
Viroclear®, контроль Viroclear®, або еквівалент	упаковок	62	62	85	85	16	
Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості, програма з ВІЛ/гепатитів, або еквівалент	наборів	48	48	47	47	12	
Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості, програма сифіліс, або еквівалент	наборів	51	51	49	49	13	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладами cobas e411, e601

Гепатит С, II покоління, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	1 190	1 190	976	992	240	
---	----------	-------	-------	-----	-----	-----	--

Тест-система для визначення поверхневого антигена гепатиту В ген. 2 HBsAg G2 Elecsys cobas e, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	1 186	1 186	973	989	239	
Тест-система для визначення ВІЛ комбі РТ HIV combi РТ Elecsys cobas e, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	1 201	1 201	985	1 001	242	
Тест-система для визначення сифілісу cobas e, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	1 189	1 189	975	991	240	
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент	упаковок	624	624	512	528	126	
Системний розчин для чистки детекторного блока Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент	упаковок	624	624	512	528	126	
Наконечник для проб Elecsys 2010/cobas e 411, 30 по 120 штук, або еквівалент	упаковок	324	324	289	293	65	
Реакційна пробірка Elecsys 2010/cobas e 411, 60 по 60 штук, або еквівалент	упаковок	194	194	157	161	39	
Добавка до системного розчину Elecsys cobas e, 500 мл, або еквівалент	штук	162	162	133	135	33	
Сервісний калібраційний розчин Elecsys cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент	упаковок	29	29	26	28	6	

Контрольний розчин Elecsys cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент	упаковок	32	32	27	29	7	
Сервісний набір SAP Elecsys cobas e, або еквівалент	упаковок	28	28	25	27	6	
Контроль Syphilis, Elecsys cobas e, 4 флакони по 2 мл, або еквівалент	упаковок	102	102	83	85	21	
Контроль HbsAg, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент	упаковок	83	83	63	65	17	
Контроль Anti-HCV, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент	упаковок	78	78	63	65	16	
Системна речовина cobas® CleanCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, або еквівалент	упаковок	14	14	48	48	1	
Системна речовина cobas® PreClean M, 5 по 600 мл, 5 флаконів по 600 мл, або еквівалент	упаковок	27	27	17	17	6	
Системна речовина cobas® ProbeWash M, 12 флаконів по 70 мл, або еквівалент	упаковок	8	8	7	7	2	
Системна речовина cobas® ProCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 601, або еквівалент	упаковок	13	13	48	48	2	
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент	упаковок	4	4	14	14	0	

Набір для обслуговування Elecsys cobas e/E601, або еквівалент	упаковок	1	1	1	1	0	
Тест для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С (анти-HCV), Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент	упаковок	93	93	55	55	19	
Тест для визначення поверхневого антигена вірусу гепатиту В, Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент	упаковок	102	102	55	55	21	
Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 200 тестів, Elecsys cobas e, або еквівалент	упаковок	100	100	55	55	20	
Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo та Elecsys HIV Ag, або еквівалент	упаковок	95	95	77	79	19	
Імунотест для якісного визначення загальних антитіл до блідої спірохети, 200 тестів, Elecsys cobas e, або еквівалент	упаковок	101	101	55	55	21	
Пробірка для зразків Sample cup, 5000 штук, або еквівалент	упаковок	11	11	8	8	2	
Контейнер для твердих відходів cobas e 411 Cleanliner, 14 штук, або еквівалент	упаковок	15	15	13	13	3	

ISE Cleaning Solution/SysClean, cobas e 601, або еквівалент	упаковок	13	13	9	9	3	
--	----------	----	----	---	---	---	--

Реагенти та витратні матеріали для імуногематологічних досліджень, сумісні з приладом Ortho VISION

Reverse Diluent Ortho BioVue® System (Reverse Diluent Cassette), 400 касет, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
Reverse Diluent Ortho BioVue® System (Reverse Diluent Cassette), 100 касет, або еквівалент	упаковок	6	6	6	6	2	
Anti-A/Anti-B/Anti-D Ortho BioVue® System (ABD Confirmation Cassette), 100 касет, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
ORTHOTM Sera Anti-D (DVI) Human Monoclonal IgM 5 ML, або еквівалент	упаковок	35	35	35	35	9	
0.8% Affirmagen® A1, B, 1 x 10 мл, або еквівалент	упаковок	148	148	148	148	37	
Anti-A/Anti-B/Anti- D/Control/Reverse Diluent Ortho BioVue® System (ABO-Rh/Reverse Grouping Cassette), 400 касет, або еквівалент	упаковок	62	62	62	62	16	
Anti-A/Anti-B/Anti- D/Control/Reverse Diluent Ortho BioVue® System (ABO-Rh/Reverse	упаковок	0	0	0	0	0	

Grouping Cassette), 100 касет, або еквівалент							
Anti-IgG, -C3d; polyspecific Ortho BioVue® System, 400 касет, або еквівалент	упаковок	31	31	31	31	8	
Anti-IgG, -C3d; polyspecific Ortho BioVue® System, 100 касет, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
0.8% Surgiscreen®, 3 x 10 мл, або еквівалент	упаковок	148	148	148	148	37	
Anti-C/Anti-E/Anti-c/Anti-e/Anti-K/Control Ortho BioVue® System (RH/K Cassette), 400 касет, або еквівалент	упаковок	62	62	62	62	16	
Anti-C/Anti-E/Anti-c/Anti-e/Anti-K/Control Ortho BioVue® System (RH/K Cassette), 100 касет, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
ORTHOTM CONFIDENCE WB (Simulated Whole Blood Controls), 4 x 6,5 мл, або еквівалент	упаковок	24	24	24	24	6	
ORTHO VISION Dilution Tray, 180 x 16 лунок, або еквівалент	упаковок	10	10	10	10	3	
ORTHO VISION Evaporation Caps (10 ml), 250 шт., або еквівалент	упаковок	2	2	2	2	1	

ORTHO 7% BSA, 12 x 5 ml, або еквівалент	упаковок	12	12	12	12	3	
ORTHO 7% BSA, 15 x 12 ml, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
Ortho® BLISS, 3 x 10 ml, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	
Ortho® BLISS, 4 x 50 ml, або еквівалент	упаковок	0	0	0	0	0	

3. Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби на 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2026 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Абіратерон	таблетки, капсули, драже	250 мг	4719095	4719095	4719095	3771200	3771200	942800	
Анагрелід	—	0,5 мг	224250	208155	208155	208155	208155	52039	для пацієнтів з есенціальною тромбоцитопенією

Азациитидин	ампули, флакони, шприци	100 мг	17964	17210	17210	16800	16800	4303	
Бікалутамід	таблетки, капсули, драже	50 мг	950873	950873	858477	950873	950873	237718	
Бікалутамід	-“-	150 мг	556321	556290	556290	556290	556290	139073	
Блеоміцин	ампули, флакони, шприци	15 мг (15 000 МО або 15 USP ОД)	23290	16095	16095	16095	16095	4024	
Вінкрестин	-“-	1 мг	38783	28744	28744	28395	28395	7186	
Вінорельбін	-“-	50 мг	21606	13765	13765	10050	10050	3441	
Гемцитабін	-“-	200 мг	110004	103048	103048	36315	36315	25762	
Гемцитабін	-“-	1000 мг	118725	77340	77340	57405	57405	19335	
Гозерелін	-“-	10,8 мг	87210	70862	70862	65100	65100	17716	
Гозерелін	-“-	3,6 мг	73171	49039	49039	41685	41685	12260	
Дакарбазин	-“-	200 мг	56558	33375	33375	33375	33375	8344	
Доксорубіцин	-“-	50 мг	69789	42281	42281	38220	38220	10570	
Доцетаксел	-“-	80 мг	91119	63635	63635	53700	53700	15909	
Доцетаксел	-“-	20 мг	95766	73763	73763	53055	53055	18441	

Екземестан	таблетки, капсули, драже	25 мг	1905562	1130235	1130235	1130235	1130235	282559	
Еверолімус	-“-	2,5 мг	33304	20445	20445	9945	9945	5111	
Еверолімус	-“-	5 мг	102338	79995	79995	69495	69495	19999	
Еверолімус	-“-	10 мг	257334	202665	202665	202665	202665	50666	
Етопозид	ампули, флакони, шприци	100 мг	49161	33105	33105	33105	33105	8276	
Іринотекан	-“-	100 мг	64603	43973	43973	30105	30105	10993	
Капецитабін	таблетки, капсули, драже	150 мг	1002478	810315	810315	810315	810315	202579	
Капецитабін	-“-	500 мг	8024848	6131805	6131805	6131805	6131805	1532951	
Кислота золедронова	ампули, флакони, шприци	4 мг	157768	122508	122508	116865	116865	30627	
Летрозол	таблетки, капсули, драже	2,5 мг	5260025	5260025	5260025	4208020	4208020	1052005	
Метотрексат	ампули, флакони, шприци	50 мг	8999	6165	6165	6165	6165	1541	
Паклітаксел	-“-	100 мг	272016	143940	143940	143940	143940	35985	

Топотекан	-“-	4 мг	10696	5182	5182	3795	3795	1296	
Трастузумаб	-“-	150 мг	229566	151500	151500	151500	151500	37875	
Філграстим	-“-	48 млн. МО	235281	142082	142082	137775	137775	35521	
Флуороурацил	-“-	500 мг	464859	421883	421883	336988	336988	105471	
Цисплатин	-“-	50 мг	87188	33960	33960	33960	33960	8490	
Цисплатин	-“-	100 мг	75022	13985	13985	13985	13985	3496	
Метотрексат	-“-	1000 мг	2827	2519	2519	1965	1965	630	
Паклітаксел	-“-	30 мг	102345	67935	67935	67935	67935	16984	
Доксорубіцин	-“-	100 мг	40280	27702	27702	21885	21885	6926	
Іринотекан	-“-	300 мг	40447	21739	21739	20430	20430	5435	
Кабазитаксел	-“-	60 мг	3119	2010	2010	2010	2010	503	
Кальцію фолінат	-“-	100 мг	189780	125925	125925	125925	125925	31481	
Кальцію фолінат	-“-	50 мг	267358	236884	236884	178098	178098	59221	
Карбоплатин	-“-	150 мг	87927	62982	62982	38565	38565	15746	
Карбоплатин	-“-	450 мг	106552	67515	67515	67515	67515	16879	
Епірубіцин	-“-	50 мг	40008	29985	29985	29985	29985	7496	

Епірубіцин	-“-	10 мг	35534	18767	18767	11265	11265	4692	
Іфосфамід	-“-	1000 мг	34502	26424	26424	20925	20925	6606	
Інтерферон альфа-2b	-“-	3 млн. МО	124199	124199	124199	124199	124199	31050	
Натрію йодид (131I)	розчин для ін'єкцій	4000 МБк	591	591	534	591	591		
Натрію йодид (131I)	капсули тверді	4000 МБк	1155	990	894	990	990		
Технецій (99mTc) пертехнетат	генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі)	15000 МБк	221	114	95	114	114		
Тамоксифен	таблетки, капсули, драже	20 мг	1280354	1140045	1140045	1140045	1140045	285011	
Темозоломід	-“-	20 мг	46614	45140	45140	36660	36660	11285	
Темозоломід	-“-	100 мг	59034	52174	52174	39330	39330	13044	
Темозоломід	-“-	250 мг	30350	22379	22379	16185	16185	5595	
Ерлотиніб	-“-	150 мг	127521	104070	104070	104070	104070	26018	

Месна	ампули, флакони, шприци	400 мг	95360	78060	78060	66390	66390	19515	
Оксаліплатин	-“-	50 мг	98733	87889	87889	72915	72915	21972	
Оксаліплатин	-“-	100 мг	113571	87059	87059	81525	81525	21765	
Аспарагіназа	-“-	10000 ОД	529	360	360	360	360	90	
Пегаспаргаза	-“-	3750 МО	303	195	195	195	195	49	
Посаконазол	-“-	105 мл (40 мг/мл)	2337	1476	1476	1125	1125	369	для пацієнтів з гострим мієлогенним лейкозом або мієлодиспластичн им синдромом
Бендамустин	-“-	25 мг	16750	15780	15780	15780	15780	3945	
Бендамустин	-“-	100 мг	17839	15120	15120	15120	15120	3780	
Бортезоміб	-“-	3,5 мг	17231	15350	15350	11160	11160	3838	
Ванкоміцин	-“-	500 мг	20240	17025	17025	17025	17025	4256	
Вінбластин	-“-	10 мг	10942	5579	5579	4200	4200	1395	
Вориконазол	таблетки, капсули, драже	200 мг	24590	17535	17535	17535	17535	4384	
Гідроксикарбамід	-“-	500 мг	988480	617805	617805	617805	617805	154451	

Етопозид	ампули, флакони, шприци	200 мг	32546	19530	19530	19530	19530	4883	
Ідарубіцин	-“-	5 мг	8844	5055	4564	5055	5055	1264	
Ломустин	таблетки, капсули, драже	40 мг	15792	13425	13425	13425	13425	3356	
Мітоксантрон	ампули, флакони, шприци	20 мг	7078	2460	2460	2460	2460	615	
Мелфалан	таблетки, капсули, драже	2 мг	16799	16799	16799	16799	16799	4200	
Піперацилін/тазоб актам	ампули, флакони, шприци	4500 мг (4000 мг/500 мг)	26850	25395	25395	25395	25395	6349	
Прокарбазин	таблетки, капсули, драже	50 мг	52484	13575	12256	13575	13575	3394	
Помалідомід	таблетки, капсули, драже	4 мг	67570	67570	67570	-	-	16893	
Пеметрексед	ампули, флакони, шприци	100 мг	23273	23273	23273	23273	23273	5818	
Пеметрексед	-“-	500 мг	28999	22848	22848	22545	22545	5712	
Ритуксимаб	-“-	100 мг	54968	30363	30363	29070	29070	7591	

Ритуксимаб	-“-	500 мг	36791	24413	24413	19680	19680	6103	
Сунітініб або пазопаніб	таблетки, капсули, драже	12,5 мг або 400 мг	956	956	863	956	956	239	для нововиявлених пацієнтів з раком нирки. Розрахунок у 12-тижневих курсах
Сунітініб	-“-	12,5 мг	457195	255300	255300	255300	255300	63825	для пацієнтів, які отримують препарат, закуплений за кошти державного бюджету
Сунітініб	-“-	25 мг	108671	108671	108671	108671	108671	27168	-“-
Сунітініб	-“-	50 мг	321330	239040	239040	152490	152490	59760	-“-
Талідомід	-“-	100 мг	37090	25080	25080	25080	25080	6270	
Флударабін	ампули, флакони, шприци	50 мг	8033	5876	5876	5876	5876	1469	
Фулвестрант	ампули, флакони, шприци	250 мг	66374	66374	66374	53099	53099	13275	
Циклофосфамід	-“-	500 мг	125796	98655	98655	98655	98655	24664	
Цитарабін	-“-	1000 мг	11810	11810	11810	11810	11810	2953	

Цитарабін	-“-	100 мг	23526	22757	22757	20715	20715	5689	
Вориконазол	-“-	200 мг	12996	8018	8018	7155	7155	2005	
Кладрибін	-“-	10 мг	539	430	430	330	330	108	
Хлорамбуцил	таблетки, капсули, драже	2 мг	122255	105120	105120	105120	105120	26280	
Даунорубіцин	ампули, флакони, шприци	20 мг	5893	1712	1712	1712	1712	428	
Леналідомід	таблетки, капсули, драже	10 мг	107984	107984	107984	107984	107984	26996	
Леналідомід	-“-	25 мг	79039	78000	78000	77265	77265	19500	
6-Меркаптопурин	-“-	50 мг	38260	31987	31987	27153	27153	7997	
Амфотерицин В-ліпідний комплекс	ампули, флакони, шприци	50 мг	1225	270	270	270	270	68	
Іматиніб	таблетки, капсули, драже	100 мг	646310	504218	504218	393615	393615	126055	
Іматиніб	-“-	400 мг	417462	417462	417462	417462	417462	104366	
Нілотиніб	-“-	200 мг	521491	476685	476685	476685	476685	119171	
Бозутиніб	-“-	100 мг	199796	124170	124170	124170	124170	31043	

Бозутиніб	-“-	500 мг	49184	40365	40365	40365	40365	10091	
Дазатиніб	-“-	50 мг	98407	77134	77134	69150	69150	19284	
Дазатиніб	-“-	70 мг	38381	32276	32276	28155	28155	8069	

5. Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної 100 % потреби на 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2026 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
<i>Медичні вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу</i>									
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із множинними ураженнями	штук		26 074	16 823	16 823	16 823	16 823	4 206	
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із складними кальцинованими ураженнями	штук		20 776	12 909	12 909	12 046	12 046	3 227	
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями	штук		27 386	18 106	18 106	17 666	17 666	4 527	

Коронарний балон-катетер для предилітації стандартних уражень	штук		50 068	30 088	30 088	30 088	30 088	7 522	
Коронарний балон-катетер для предилітації хронічних оклюзій	штук		24 254	15 919	15 919	7 993	7 993	3 980	
Коронарний балон-катетер для постдилітації високого тиску	штук		35 170	21 091	21 091	19 747	19 747	5 273	
Коронарний балон-катетер для постдилітації стандартних уражень	штук		27 113	20 184	20 184	10 741	10 741	5 046	
Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій	штук		28 852	22 585	22 585	22 585	22 585	5 646	
Коронарний провідник для реканалізації оклюзій	штук		18 897	14 083	14 083	9 647	9 647	3 521	
Коронарний провідник для стандартних ситуацій	штук		44 692	29 228	29 228	16 610	16 610	7 307	
Направляючий катетер	штук		63 008	38 886	38 886	38 886	38 886	9 722	
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії (катетер JL4 - 1 штука, катетер JR4 - 1 штука, катетер PIG - 1 штука, провідник - 1 штука, інтродюсер - 1 штука)	комплект		22 409	19 638	19 638	13 543	13 543	4 910	

Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангіографічний - 2 штуки, провідник ангіографічний - 1 штука, інтродюсер - 1 штука)	комплект		70 499	37 958	37 958	37 958	37 958	9 490	
Аспіраційний катетер	штук		7 929	3 220	3 220	3 220	3 220	805	
Інтродюсер	штук		41 839	21 492	21 492	13 098	13 098	5 373	
Інфляційний пристрій	штук		57 250	40 695	40 695	30 655	30 655	10 174	
Інтродюсер (з металевою пункційною голкою) - 1 штука	штук		24 230	16 144	16 144	4 263	4 263	4 036	
Коронарний мікрокатетер - 1 штука	штук		7 272	6 511	6 511	782	782	1 628	
Коронарний ріжучий балон-катетер	штук		4 544	2 611	2 611	1 337	1 337	653	
Балонний катетер з лікувальним покриттям	штук		14 469	780	780	780	780	195	
Подовжувач провідникового катетера	штук		7 564	953	953	953	953	238	
<i>Лікарські засоби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями</i>									
Еноксапарин натрію	ампули, флакони, шприци	10.000 анти-Ха МО/мл	588 156	320 116	320 116	253 385	253 385	80 029	

Фондапаринукс натрію	ампули, флакони, шприци	0,5 мл (2,5 мг/0,5 мл)	123 598	93 665	93 665	70 746	70 746	23 416	
Метопролол	ампули, флакони, шприци	5 мл (1 мг/мл)	44 242	21 881	21 881	21 881	21 881	5 470	
Добутамін	ампули, флакони	250 мг	82 433	52 686	52 686	32 130	32 130	13 172	
Норадреналін	ампули	Норадре-наліну (норепі- нефрину) основи 1 мг/мл	323 616	182 028	182 028	182 028	182 028	45 507	
Мілрінон	ампули, флакони	1 мг/мл	76 510	2 100	1 949	2 100	2 100	525	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	100 мл (370 мг йоду/мл)	229 644	145 655	145 655	78 863	78 863	36 414	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	50 мл (350 мг йоду/мл)	117 485	75 890	75 890	47 923	47 923	18 973	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	50 мл (370 мг йоду/мл)	74 985	58 780	58 780	58 780	58 780	14 695	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	50 мл (320 мг йоду/мл)	66 225	44 677	44 677	44 677	44 677	11 169	

<i>Медичні вироби для електрофізіології та кардіостимуляції</i>									
Однокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (SSIR)	комплектів		2 535	2 242	2 242	1 396	1 396	561	
Двокамерний штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD)	комплектів		3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	964	
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDDR)	комплектів		4 712	4 426	4 426	4 225	4 225	1 107	
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) для новонароджених та немовлят (DDDR)	комплектів		116	116	115	116	116	29	
Ресинхронізаційний штучний водій ритму серця (ШВРС)	комплектів		462	315	315	315	315	79	
Кардіовертер-дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії	комплектів		638	638	638	638	638	160	

Кардіовертер-дефібрилятор однокамерний	комплектів		480	471	471	471	471	118	
Кардіовертер-дефібрилятор двокамерний	комплектів		486	482	482	482	482	121	
Керований абляційний катетер однонаправлений	штук		791	433	433	433	433	108	
Керований абляційний катетер двонаправлений	штук		477	477	477	477	477	119	
Керований абляційний катетер зрошуваний однонаправлений	штук		1 116	615	615	615	615	154	
Керований абляційний катетер зрошуваний двонаправлений	штук		440	440	440	440	440	110	
Керований абляційний катетер однонаправлений з довжиною електрода 8 мм	штук		484	272	272	272	272	68	
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 20- полісний для картування легеневих вен	штук		555	555	555	555	555	139	
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 4- полісний	штук		424	401	401	401	401	100	

Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 10-полюсний для коронарного синуса	штук		1 466	1 275	1 275	1 275	1 275	319	
Референтний електрод для навігаційних систем	комплектів		1 060	700	700	700	700	175	
Електрод для епікардіальної постійної стимуляції із стероїдним просякненням	штук		242	145	145	145	145	36	
Провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції	штук		3 229	2 745	2 745	856	856	686	
Інтродюсер для пункції міжпередсердної перетинки	штук		1 102	1 083	1 083	1 083	1 083	271	
Система для охолодження абляційних зрошуваних катетерів	штук		806	730	730	730	730	183	
<i>Медичні вироби: оксигенатори та клапани серця</i>									
Оксигенатор для новонароджених та немовлят до 5 кг із комплектом магістральних труб з мінімізованим первинним об'ємом заповнення	комплектів		455	455	455	455	455	114	
Оксигенатор для немовлят та дітей раннього віку до 12,5 кг із комплектом магістральних труб	комплектів		405	85	85	85	85	21	

Оксигенатор для дітей та підлітків до 50 кг із комплектом магістральних труб	комплектів		667	597	597	203	203	149	
Оксигенатор для дорослих більше 50 кг із комплектом магістральних труб	комплектів		10 071	8 131	8 131	6 750	6 750	2 033	
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дітей	комплектів		55	0	0	0	0	0	
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дорослих	комплектів		319	162	162	162	162	41	
Гемоконцентратор для немовлят	наборів		155	102	95	102	102	26	
Гемоконцентратор для дітей до 15 кг	наборів		285	188	175	188	188	47	
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, довжиною 75-90 см, по 4-5 ниток двох різних кольорів, дві колючо-ріжучі голки 1/2 кола від 16 до 17,5 мм	штук		9 303	4 225	4 225	4 225	4 225	1 056	

Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, довжиною 75-90 см, по 4-5 ниток двох різних кольорів, дві колючо-ріжучі голки 1/2 кола від 25 до 27 мм	штук		8 354	6 856	6 856	6 856	6 856	1 714	
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 7, колючо-ріжуча голка 45-55 мм, 1/2 кола, довжина 45-50 см, металевий	штук		8 730	7 695	7 141	7 695	7 695	1 924	
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 5, колючо-ріжуча голка 45-55 мм, 1/2 кола, довжина 45-50 см, металевий	штук		3 726	1 065	988	1 065	1 065	266	
Нитка політетрафторетиленова (ПТФЕ), розмір 2-0 USP (діаметр нитки аналогічний до GORE-TEX CV-4), дві колючі голки 20-26 мм, 1/2 або 3/8 кола, довжина 90 см	штук		3 575	3 548	3 548	3 548	3 548	887	
Картридж із кліпсами, 6 титанових кліпс у картриджі (середні). Стерильні	штук		26 975	16 516	16 516	16 516	16 516	4 129	

Клапан серця біологічний мітральний	штук		550	280	280	280	280	70	
Клапан серця біологічний аортальний	штук		856	400	400	400	400	100	
Клапан серця механічний двостулковий для протезування аортального клапана	штук		2 274	2 050	2 050	1 518	1 518	513	
Клапан серця механічний двостулковий для протезування мітрального клапана	штук		1 450	1 426	1 426	777	777	357	
Кільце для анулопластики мітрального клапана	штук		900	552	552	552	552	138	
Кільце для анулопластики трикуспідального клапана	штук		386	180	180	180	180	45	
Клапановмісний кондуїт	штук		278	167	167	167	167	42	
Комплект канюль для проведення операцій із штучним кровообігом	комплектів		130	115	115	115	115	29	
Комплект канюль для проведення мініінвазивних операцій із штучним кровообігом	комплектів		84	40	40	40	40	10	
Комплект для апарата виміру активованого часу згортання	комплектів		863	863	863	863	863	216	
Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції довжиною 0,9 м	штук		15 652	14 083	14 083	8 552	8 552	3 521	

Біологічний протез для пластики перикарда та магістральних судин, стерильний, розміри: не менше 110 х 80 мм; товщина не більше 1 мм	штук		558	101	101	101	101	25	
<i>Медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань</i>									
Медичний виріб для проведення ендovasкулярної операції емболізації аневризму головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікроспіраль, - 1 штука	штук		3 934	2 172	2 172	2 172	2 172	543	
Медичний виріб для проведення ендovasкулярної операції емболізації аневризму головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає провідниковий катетер, - 1 штука	штук		1 552	770	770	770	770	193	
Медичний виріб для проведення ендovasкулярної операції емболізації аневризму головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікрокатетер, - 1 штука	штук		1 513	862	862	862	862	216	

Медичний виріб для проведення ендovasкулярної операції емболізації аневризму головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікропровідник, - 1 штука	штук		2 292	1 672	1 672	1 672	1 672	418	
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає стент-систему каротидну, - 1 штука	штук		1 946	1 077	1 077	1 077	1 077	269	
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає кошик-ловушку для захисту від емболії, - 1 штука	штук		1 969	1 001	1 001	1 001	1 001	250	
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає інтродюсер для проведення стентування сонних артерій, - 1 штука	штук		2 251	883	500	883	883	221	
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає балон для предилітації, - 1 штука	штук		1 662	948	948	948	948	237	
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає балон для постдилітації, - 1 штука	штук		2 021	1 138	1 138	1 138	1 138	285	

Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає провідниковий катетер, - 1 штука	штук		108	0	0	0	0	0	
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає мікрокатетер для доставки балона, що відділяється, - 1 штука	штук		56	0	0	0	0	0	
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає балон, що відділяється, - 1 штука	штук		54	0	0	0	0	0	
Інтракраніальний стент для церебральних аневризм із широкою шийкою	комплектів		327	145	145	145	145	36	
Балон-катетер для церебральних аневризм із широкою шийкою	штук		400	231	231	231	231	58	
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає пункційну голку, - 1 штука	штук		8 925	5 074	5 074	4 496	4 496	1 269	
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає інтродюсер, - 1 штука	штук		9 478	4 347	4 034	4 347	4 347	1 087	
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає провідник, - 1 штука	штук		10 098	5 846	5 846	5 846	5 846	1 462	

Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає катетер для церебральної ангіографії, - 1 штука	штук		10 588	7 891	7 891	7 891	7 891	1 973	
Кліпси для прямого виключення церебральних аневризм	штук		1 230	910	910	910	910	228	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає субстрат/речовину для емболізації судин, - 1 штука	штук		593	443	443	443	443	111	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікрокатетер, - 1 штука	штук		669	651	651	425	425	163	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікропровідник, - 1 штука	штук		667	340	340	340	340	85	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає інтродюсер, - 1 штука	штук		343	142	132	142	142	36	

Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає провідниковий катетер, - 1 штука	штук		498	268	249	268	268	67	
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: тканина гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, - 1 штука	штук		5 802	3 690	3 690	3 690	3 690	923	
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, - 1 штука	штук		5 312	2 143	2 143	2 143	2 143	536	
Подовжений провідниковий катетер для дистального ендоваскулярного доступу - 1 штука	штук		1 670	804	804	628	628	201	
Потокопереспрямовуючий стент для великих і гігантських мозкових аневризм - 1 штука	комплектів		403	200	200	200	200	50	
Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій	комплектів		3 064	2 860	2 860	2 116	2 116	715	

Аспіраційна система для тромбектомії при ішемічному інсульті у складі: аспіраційна помпа, з'єднувальна лінія, ємність для збирання аспірованого матеріалу	систем		187	46	46	46	46	12	
Нейроваскулярний аспіраційний катетер	штук		3 331	2 231	2 071	2 231	2 231	558	
<i>Медичні вироби: інші товари (решта)</i>									
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5-25 см, діаметр 14 мм	штук		32	11	10	11	11	3	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5-25 см, діаметр 16 мм	штук		27	12	12	12	12	3	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5-25 см, діаметр 18 мм	штук		40	36	34	36	36	9	

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5-25 см, діаметр 20 мм	штук		69	43	41	43	43	11	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ, довжина 10 см, діаметр 5 мм	штук		41	23	22	23	23	6	
В'язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 8 мм	штук		234	201	187	201	201	50	
В'язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 10 мм	штук		114	82	77	82	82	21	
Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 16 x 8 мм	штук		211	165	153	165	165	41	

Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 18 x 9 мм	штук		321	218	203	218	218	55	
Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 20 x 10 мм	штук		233	205	190	205	205	51	
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, довжина 70 см, діаметр 7-4 мм	штук		148	146	136	146	146	37	
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, довжина 70 см, діаметр 8-5 мм	штук		169	161	161	161	161	40	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ із з'ємним спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8 мм	штук		184	95	88	95	95	24	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 7 мм	штук		63	51	48	51	51	13	

Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 8 мм	штук		64	52	49	52	52	13	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 7 мм	штук		106	106	99	106	106	27	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 8 мм	штук		62	62	58	62	62	16	
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ із спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8-5 мм	штук		246	246	246	246	246	62	
Двошаровий судинний протез з дакрону або політетрафторетилену (ПТФЕ), довжина 70 см, діаметр 6 мм	комплектів		227	68	64	68	68	17	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 22 мм	штук		37	18	17	18	18	5	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 24 мм	штук		48	27	26	27	27	7	

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 26 мм	штук		79	47	44	47	47	12	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 28 мм	штук		188	71	66	71	71	18	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 30 мм	штук		214	115	107	115	115	29	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 32 мм	штук		170	80	74	80	80	20	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 26 мм	штук		23	8	8	8	8	2	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 28 мм	штук		84	10	9	10	10	3	

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 30 мм	штук		85	15	14	15	15	4	
Катетер Сван-Ганса без термодилуючого датчика	комплектів		628	483	483	437	437	121	
Катетер Сван-Ганса з термодилуючим датчиком	комплектів		520	520	520	520	520	130	
Інтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора)	штук		931	870	870	300	300	218	
Пристрій для біопсії міокарда	штук		173	192	179	192	192	48	
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням для закриття дефекту міжпередсердної перетинки у комплекті із системою доставки та вимірювальним балоном	комплектів		368	193	193	193	193	48	
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням для закриття артеріального протоку у комплекті із системою доставки	комплектів		139	62	62	62	62	16	
Спіральна система для усунення дефекту відкритого артеріального протоку	комплектів		227	60	60	60	60	15	
Атріосептостомічний балон-катетер	штук		76	40	40	40	40	10	

Педіатричний балон-катетер для легеневої вальвулопластики	штук		229	18	18	18	18	5	
Стент для великих судин в комплекті з балоном	комплектів		394	83	83	83	83	21	
Комплект для стимуляції пучка Гіса: електрод - 1 штука, система для доставки гнучкого катетера або катетер для доставки - 1 штука, регульований слітер/слітер універсальний - 1 штука	комплектів		1 024	466	466	466	466	117	
Біопротез серцевого аортального клапана для транскатетерної імплантації	штук		646	408	408	158	158	102	для пацієнтів, що не підлягають хірургічно-му лікуванню або перебувають у групі високого хірургічно-го ризику через наявність супутньої патології
Стент-система для імплантації при аневризмі грудної аорти	штук		295	360	360	313	335	30	
Стент-система для імплантації при аневризмі черевної аорти	штук		155	191	191	173	200	16	

<i>Гемостатичні засоби або вироби для місцевого застосування</i>									
Гемостатичний засіб або виріб	пластина, матриця, вкрита оболонкою розміром 9,5 х 4,8 см або прокладка з колагену 45 мм х 90 мм	тромбін з крові людини 2,0 МО/см-2 ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг/см-2 або колаген з бичачої дерми, з покриттям NHS-PEG (пентаеритритол поліетиленгліколь ефір тетра-сукцинімідил глутарат)	6 395	4 895	4 895	2 495	2 495	1 224	
Гемостатичний засіб	пластина, матриця, вкрита оболонкою розміром 4,8 х 4,8 см або прокладка з колагену 45 мм х 45 мм	тромбін з крові людини 2,0 МО/см-2 ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг/см-2 або колаген з бичачої дерми, з покриттям NHS-PEG (пентаеритритол поліетиленгліколь ефір тетра-сукцинімідил глутарат)	6 258	4 884	4 884	2 973	2 973	1 221	

8. Лікарські засоби для лікування громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Адаліумаб	розчин для ін'єкцій	40 мг	31 898	31 898	60 490	60 784	6 414	для дітей і дорослих
Тоцилізумаб	концентрат для розчину для інфузій	80 мг	5 629	5 629	32 390	32 499	1 114	-“-
Тоцилізумаб	-“-	200 мг	9 103	9 103	64 459	64 718	1 830	-“-
Тоцилізумаб	розчин для ін'єкцій	162 мг	7 980	7 980	7 001	7 552	1 609	-“-
Етанерцепт	розчин для ін'єкцій, ліофілізат для розчину для ін'єкцій	25 мг	955	955	1 018	1 076	192	для дітей вагою до 30 кг
Етанерцепт	-“-	50 мг	7 102	7 102	6 197	42 694	1 432	для дітей і дорослих

Голіумаб	розчин для ін'єкцій	50 мг	982	982	1 035	1 167	198	для дорослих
Адаліумаб	-“-	20 мг	5 093	5 093	7 369	7 537	1 027	для дітей вагою до 30 кг

9. Закупівля медикаментів для громадян, хворих на муковісцидоз

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Панкреатин	мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці	в 1 капсулі 10000 ОД	673568	673568	342715	351015	135200	для дітей
Панкреатин	-“-	в 1 капсулі 25000 ОД	3687796	3687796	3109728	3203812	742375	для дітей і дорослих
Панкреатин	таблетки, капсули, драже	в 1 капсулі 10000 ОД	0	0	240200	240700	0	-“-
Дорназа Альфа	розчин для інгаляцій	2,5 мг/ 2,5 мл в ампулах	223704	223704	241147	244252	55926	-“-

Колістиметат натрію	порошок для розчину для інгаляцій та ін'єкцій та/або інфузій	2 млн. МО	125383	125383	107189	108614	25263	для дітей і дорослих
---------------------	--	-----------	--------	--------	--------	--------	-------	----------------------

10. Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Соматропін із засобом введення**	флакон, флакон з адаптером для безголкового інжектора, картридж, шприц-ручка	мг	894 596	894 596	870 132	889 235	173 867	для дітей віком після 10 років
Соматропін із засобом введення**	картридж, шприц-ручка, флакон з адаптером для безголкового інжектора	мг	174 789	174 789	148 235	152 986	35 239	для дітей віком до 10 років

**У разі якщо за специфікацією форми випуску інструкція для медичного застосування лікарського засобу передбачає застосування окремого засобу введення

14. Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/медичного виробу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Рисперидон	розчин оральний	1 мг/мл	901 964	901 964	724 790	734 493	181 625	
Рисперидон	таблетки	1 мг	235 648	235 648	194 122	198 871	47 385	
Рисперидон	—“—	2 мг	144 396	144 396	131 417	137 090	28 755	
Арипіпразол	—“—	5 мг	144 489	144 489	126 219	144 464	29 070	
Арипіпразол	—“—	10 мг	74 300	36 300	97 890	109 500	18 575	
Арипіпразол	—“—	15 мг	21 192	21 192	21 360	24 631	4 200	
Метилфенідат	таблетки, капсули	10 мг	43 792	43 792	58 081	93 143	10 948	
Метилфенідат	—“—	18 мг	174 265	174 265	185 051	275 421	35 123	
Вігабатрин	таблетки, капсули, драже	500 мг	31 000	15 200	30 700	30 900	7 750	
Атомоксетин	капсули	10 мг	71 488	71 488	90 794	113 211	13 410	
Атомоксетин	—“—	18 мг	166 195	166 195	164 853	200 706	33 330	
Атомоксетин	—“—	25 мг	166 264	166 264	190 530	266 453	32 650	
Атомоксетин	—“—	40 мг	66 856	66 856	66 605	75 162	13 080	
Атомоксетин	—“—	60 мг	21 272	21 272	19 980	22 928	4 250	
Солі вальпроєвої кислоти	сироп	57,64 мг/мл, 50 мг/мл або 40 мг/мл	16 911 576	8 265 576	17 125 906	17 172 704	4 227 894	
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки, капсули	300 мг	283 700	138 700	303 595	323 101	70 925	

Солі вальпроєвої кислоти	—“—	500 мг	120 900	59 100	125 440	126 789	30 225	
Леветирацетам	розчин оральний	100 мг/1 мл	69 000	33 600	75 360	85 986	17 250	
Леветирацетам	таблетки	250 мг	63 000	30 780	65 708	70 505	15 750	
Леветирацетам	—“—	500 мг	73 860	36 120	74 407	77 531	18 465	
Ламотриджин	—“—	50 мг	52 140	25 500	54 813	55 399	13 035	
Ламотриджин	—“—	100 мг	25 260	12 360	26 814	26 939	6 315	

15. Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Інтерферон бета-1b	ампули, флакони, шприци	9 600 000 МО (0,3 мг)	66 645	66 645	93 802	99 580	16 661	
Інтерферон бета-1a	-“-	6 000 000 МО (30 мкг)	50 680	50 680	171 309	175 094	12 670	
Глатирамеру ацетат	-“-	40 мг	288 393	288 393	322 960	339 667	58 026	
Глатирамеру ацетат	-“-	20 мг	120 762	120 762	519 579	524 389	24 278	
Метилпреднізолон	-“-	1000 мг	43 895	43 895	257 487	260 091	8 824	
Мітоксантрон	-“-	2 мг/мл, 5 мл або 10 мл	1 398	1 398	1 630	570	278	
Фінголімод	капсули	0,5 мг	799 780	799 780	574 580	615 866	160 608	
Диметилфумарат	-“-	120 мг	13 000	13 000	9 357	10 042	3 250	
Диметилфумарат	-“-	240 мг	1 208 978	1 208 978	808 122	848 468	243 615	

Ритуксимаб	ампули, флакони, шприци	500 мг	10 872	10 872	8 074	8 655	2 192	
------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--

18. Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахування м обсягу фінансуванн я, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	ампули, флакони, шприци	250 МО	316 250	316 250	368 250	382 250	64 813	лікування дітей з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	500 МО	3 245 000	3 245 000	3 471 500	3 696 500	644 125	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	ампули, флакони, шприци	1000 МО	15 338 000	15 338 000	12 496 000	12 258 000	3 194 750	лікування дітей з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	1500 МО	7 110 000	7 110 000	6 024 000	6 103 500	1 481 250	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	-“-	250 МО	526 500	526 500	609 250	616 750	101 500	-“-

Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	-“-	500 МО	4 906 000	4 906 000	4 601 500	4 669 000	1 000 125	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	-“-	1000 МО	15 818 000	15 818 000	13 343 000	13 132 000	3 265 250	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний)	-“-	500 МО	1 209 000	1 209 000	1 014 000	1 079 000	251 000	лікування дітей з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	-“-	500 МО та/або 600 МО	175 500	175 500	456 500	460 500	20 250	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний)	-“-	1000 МО	2 780 000	2 780 000	2 392 000	2 454 000	579 250	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	-“-	1000 МО та/або 1200 МО	2 833 000	2 833 000	2 404 000	2 424 000	585 500	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	-“-	500 МО	1 392 000	1 392 000	1 392 500	907 500	290 000	лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу

Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	-“-	1000 МО	4 171 000	4 171 000	3 859 000	3 937 000	860 000	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	-“-	1000 МО	388 000	388 000	424 000	424 000	81 000	лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	ампули, флакони, шприци	2 мг (100 КМО)	83 840 000	83 840 000	81 000 000	86 000 000	17 150 000	лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	-“-	5 мг (250 КМО)	125 100 000	125 100 000	101 500 000	100 500 000	25 562 500	-“-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	500 МО	V	V	V	V	V	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу

Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	1000 МО	V	V	V	V	V	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу
Еміцизумаб	-“-	30 мг	V	V	V	V	V	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу
Еміцизумаб	-“-	60 мг	V	V	V	V	V	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу
Еміцизумаб	-“-	105 мг	V	V	V	V	V	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу

Десмопресин	-“-	15 мкг/мл, 1 мл	260	170	3 270	3 290	65	лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	-“-	500 МО	1 155 000	1 155 000	1 017 000	1 037 000	239 000	лікування дітей з хворобою Віллебранда 2-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	-“-	1000 МО	2 122 000	2 122 000	1 895 000	1 805 000	440 750	-“-

V – орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування становить 100% (з урахуванням залишків та очікуваних поставок);

19. Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	ампули, флакони, шприци	500 МО	1 261 500	1 261 500	1 880 009	1 880 000	221 625	лікування хворих з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	-“-	1000 МО	25 563 000	25 563 000	30 798 000	30 798 000	4 843 750	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	500 МО	2 979 000	2 979 000	2 718 000	2 718 000	618 750	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	1000 МО	72 386 000	72 386 000	60 859 000	61 599 000	15 080 500	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	1500 МО	16 525 500	16 525 500	14 783 400	21 135 900	3 434 625	-“-

Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	2000 МО	18 486 000	18 846 000	20 092 000	20 092 000	4 621 500	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	3000 МО	4 026 000	4 026 000	4 026 000	4 026 000	1 006 500	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	-“-	500 МО та/або 600 МО	596 000	596 000	662 000	662 000	116 000	лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	-“-	1000 МО та/або 1200 МО	8 870 000	8 870 000	7 863 000	7 883 000	1 827 750	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний)	-“-	500 МО	320 500	320 500	874 000	854 000	45 000	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний)	-“-	1000 МО	14 886 000	14 886 000	14 036 000	14 136 000	3 059 500	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	ампули, флакони, шприци	500 МО	942 000	942 000	785 000	795 000	196 250	лікування хворих з хворобою Віллебранда

Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	-“-	1000 МО	14 638 000	14 638 000	12 482 000	10 412 000	3 044 500	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	-“-	500 МО	616 500	616 500	514 000	514 000	128 500	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	-“-	1000 МО	4 145 000	4 145 000	7 007 000	7 007 000	693 000	-“-
Десмопресин	-“-	15 мкг/мл, 1 мл	180	110	180	180	45	лікування хворих з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	-“-	2 мг (100 КМО)	30 600 000	30 600 000	25 500 000	25 500 000	6 375 000	лікування пацієнтів з інгібіторними формами гемофілії типу В та А та лікування кровотеч і їх профілактика при хірургічних втручаннях або при інших інвазивних процедурах

Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	-“-	5 мг (250 КМО)	250 500 000	250 500 000	206 250 000	213 000 000	52 000 000	-“-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	ампули, флакони, шприци	500 МО	W	W	W	W	W	лікування пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії типу В та гемофілії типу А з помірними кровотечами у режимі лікування “на вимогу” включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	1000 МО	W	W	W	W	W	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу

Еміцизумаб	-“-	30 мг	W	W	W	W	W	лікування пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії типу А у режимі профілактики включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу
Еміцизумаб	-“-	60 мг	W	W	W	W	W	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу
Еміцизумаб	-“-	105 мг	W	W	W	W	W	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу
Еміцизумаб	-“-	150 мг	W	W	W	W	W	-“- включено до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу

W – орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування становить 100% (з урахуванням залишків та очікуваних поставок);

»;

3. Підрозділ «Ендопротези і набори для імплантації» розділу 20 «Медичні вироби для проведення ортопедичних, травматологічних та нейрохірургічних оперативних втручань» викласти у такій редакції:

«

Міжнародна непатентована назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Ендопротез колінного суглоба	штук	6192	6192	5 785	5 978	1 226	
Кульшові суглоби цементні: тотальні ендопротези	-“-	4850	4850	4 701	4 836	950	для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу
Кульшові суглоби цементні: ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання	-“-	1805	1 805	1 948	2 014	343	-“-
Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні	-“-	8313	8313	8 623	8 894	1 600	-“-
Ендопротез кульшового суглоба ревізійний	штук	820	820	873	945	159	для використання у громадян, що потребують ревізійного ендопротезування

Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв'язаний ротаційний	-“-	725	725	750	815	142	-“-
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки	-“-	3	2	33	63	1	для використання у громадян з недосконалим остеогенезом
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор	-“-	6	6	43	43	2	-“-
Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів	-“-	4	4	77	77	1	-“-
Інтрамедулярний фіксатор (стержень)	-“-	2	2	101	101	1	-“-
Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки	-“-	0	0	14	14	0	для використання у дітей, хворих на пухлини кісток
Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки	-“-	1	1	12	14	0	-“-

Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта	комплектів	12	12	15	15	3	для використання у дітей із складними сколіотичними деформаціями хребта
Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта, що змінюються у процесі росту пацієнта	штук/ наборів/ комплектів	33	33	35	40	8	для використання у дітей із складними сколіотичними деформаціями хребта
Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта, що сумісні з роботизованою системою керування Mazor X або еквівалент	-“-	40	40	40	45	10	-“-

»;

4. У розділі 12 «Медичні вироби для слухопротезування» позицію:

«

Міжнародна непатентована назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна потреба, 2026 рік	Орієнтовна потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Слухові апарати	-“-	9 011	9 011	8 823	8 597	2 253	

»

замінити такою позицією:

«

Міжнародна непатентована назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Слухові апарати	-“-	11 256	11 256	8 823	8 597	2 253	

»;

5. У розділі 13 «Медикаменти та медичні вироби для діагностики та лікування громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С» позиції:

«

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/медичного виробу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Тенофовір	таблетки, капсули, драже	300 мг	3 430 470	3 430 470	3 475 824	3 549 605	857 618	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит В
Ентекавір	таблетки, капсули, драже	1 мг	710 670	710 670	791 643	752 230	177 668	-“-

Ентекавір	таблетки, капсули, драже	0,5 мг	312 840	312 840	321 962	304 763	78 210	-“-
Софосбувір/велпатасвір	таблетки, капсули, драже	400 мг/100 мг	7 814 044	7 814 044	7 948 933	8 206 765	1 953 511	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит С

»

замінити такими позиціями:

«

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/медичного виробу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Тенофовір	таблетки, капсули, драже	300 мг	4 253 782	4 253 782	3 475 824	3 549 605	857 618	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит В
Ентекавір	таблетки, капсули, драже	1 мг	881 230	881 230	791 643	752 230	177 668	-“-
Ентекавір	таблетки, капсули, драже	0,5 мг	387 921	387 921	321 962	304 763	78 210	-“-
Софосбувір/велпатасвір	таблетки, капсули, драже	400 мг/100 мг	9 689 414	9 689 414	7 948 933	8 206 765	1 953 511	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит С

»;

6. У розділі 16 «Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання» позицію:

«

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Сапроптерину дигідрохлорид	таблетки	100 мг	9 720	9 720	13 200	15 360	2 430	для хворих, які страждають на фенілкетонурію (атипова форма типу 2)

** – орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування становить 66,25% від орієнтовного обсягу 100% потреби (з урахуванням залишків та очікуваних поставок) з урахуванням даних, наданих ДП «Медзакупівлі України» листом від 07.05.2025 № 01/290-05/2025.

»

замінити такою позицією:

«

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Сапроптерину дигідрохлорид	таблетки	100 мг	12 052	12 052	13 200	15 360	2 430	для хворих, які страждають на фенілкетонурію (атипова форма типу 2)

** – орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування становить 100% (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)

»;

7. У розділі 21 «Медикаменти для громадян, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити та хворобу Кавасакі» позиції:

«

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби з урахуванням обсягу фінансування, на 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2026 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	826	826	826	826	207	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	1 064	1 064	1 064	1 064	266	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	3 483	3 483	3 483	3 483	871	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	3 909	3 909	3 909	3 909	977	
Сиролімус	таблетки	1 мг	3 621	3 621	3 621	3 621	905	-“-

** – орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування становить 68,70 % від орієнтовного обсягу прогнозованої потреби

»

замінити такими позиціями:

«

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби з урахуванням обсягу фінансування, на 2025 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2026 рік	Орієнтовний обсяг прогнозованої потреби на 2027 рік	Незнижу- вальний залишок*	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	1107	1107	826	826	207	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	1 322	1 322	1 064	1 064	266	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	6 888	6 888	3 483	3 483	871	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	5 859	5 859	3 909	3 909	977	
Сиролімус	таблетки	1 мг	9 093	9 093	3 621	3 621	905	-“-

** – орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування становить 100% (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)

»;

8. У розділі 4 «Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз» позиції:

«

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Контактний шар на рану, проникний, стерильний, 10 х 20 см ($\pm$ 2 см)	1 сітка	27 462	27 462	34876	33066	6866	
Розчин для іригації ран Prontosan, флакон 350 мл, або еквівалент	1 флакон	5 321	5 321	5414	5338	1330	
Гель для ран Prontosan X, туба 250 г, або еквівалент	1 туба	2 430	2 430	2671	2716	608	

»

замінити такими позиціями:

«

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2025 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2025 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Незнижувальний залишок*	Примітка
Контактний шар на рану, проникний, стерильний, 10 х 20 см ($\pm$ 2 см)	1 сітка	35 561	35 561	34876	33066	6866	

Розчин для іригації ран Prontosan, флакон 350 мл, або еквівалент	1 флакон	6 603	6 603	5414	5338	1330	
Гель для ран Prontosan X, туба 250 г, або еквівалент	1 туба	3 026	3 026	2671	2716	608	

».

* – обсяг товару у кількісному виразі на рівні обсягу орієнтовної тримісячної прогнозованої потреби, який необхідно забезпечити в наявності для сталого та безперервного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами, у тому числі і на рівні адміністративно-територіальних одиниць та підпорядкованих установ.

Директор Фінансово-економічного департаменту

Геннадій НЕРСЕСЯН